

**Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-7»**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- 2.1. Напряжение питания - 220 В , 50 Гц
- 2.2. Потребляемая мощность не более - 27 Вт
- 2.3. Режим работы :  
в режиме 1 (35 Вт) продолжительный  
в режиме 2 (70 Вт) не более 30 минут  
в режиме 0 выключено
- 2.4. Габаритные размеры не более - 60 x 150 см
- 2.5. Масса не более - 0,5 кг

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-7» - 1 шт.
- 3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 3.3. Потребительская тара - 1 шт.

**4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть,(вставить вилку в розетку)
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.(выдернуть вилку из розетки)

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !**

**Во избежании несчастных случаев запрещается  
Разбирать нагревательный элемент изделия.  
Не употреблять в сложенном виде.  
Не оставлять включенное изделие без присмотра**

**Внимание!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ**

**Сохранить с целью дальнейшего использования**

- \*\*Прочитать внимательно инструкцию.
- \*Не употреблять в сложенном виде.
- \*Не употреблять в сморщенном виде.
- \*Не втыкать булавок.
- \*Не использовать в мокром состоянии.
- \*Применять только , как нижнее одеяло.
- \*Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- \*Не стирать. Не подвергать сухой чистке.
- \*Прикрепить изделие к матрасу с помощью ленты , предварительно продев все петли находящиеся на изделии.
- \*Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- \*Избегать образования в изделии отчётливых складок.
- \*Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить его использование.
- \*Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- \*Изделие не предназначено для употребления в больницах.
- \*Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует  
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска сентябрь 2019 \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Продан \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации и срок службы бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.
- 7.4 По истечении срока службы необходимо осмотреть бытовой гибкий электрообогреватель с целью обнаружения признаков износа или повреждения (включая гибкий шнур) и самостоятельно принять решение по его дальнейшему использованию. Пользование бытовым гибким электрообогревателем с признаками износа или повреждения может причинить вред Вашему здоровью и имуществу.

**Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.**