

**Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-6»**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 2.1. Напряжение питания              | - 220 В , 50 Гц |
| 2.2. Потребляемая мощность не более  | - 27 Вт         |
| 2.3. Режим работы :                  |                 |
| в режиме 1 (13,5 Вт) продолжительно  |                 |
| в режиме 2 (27 Вт) не более 30 минут |                 |
| в режиме 0 выключено                 |                 |
| 2.4. Габаритные размеры не более     | - 40 x 50 см    |
| 2.5. Масса не более                  | - 0,5 кг        |

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |  |          |
|--|----------|
| 3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-6» | - 1 шт.  |
| 3.2. Руководство по эксплуатации                   | - 1 экз. |
| 3.3. Потребительская тара                          | - 1 шт.  |

**4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть.
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !**

**Во избежании несчастных случаев запрещается  
Разбирать нагревательный элемент изделия.  
Не употреблять в сложенном виде.  
Не оставлять включенное изделие без присмотра  
Не спать при включенном электрообогревателе.**

**Внимание!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ**

**Сохранить с целью дальнейшего использования**

- \*Прочитать внимательно инструкцию.
- \*Не употреблять в сложенном виде.
- \*Не втыкать булавок.
- \*Не использовать в мокром состоянии.
- \*Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- \*Не стирать.
- \*Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- \*Избегать образования в изделии отчётливых складок.
- \*Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.
- \*Продолжительное применение в верхней установке может привести к ожогу кожи.
- \*Не использовать для обогрева постели.
- \*Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- \*Изделие не предназначено для употребления в больницах.
- \*Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует  
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска сентябрь 2019 \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Продан \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации и срок службы бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.
- 7.4 По истечении срока службы необходимо осмотреть бытовой гибкий электрообогреватель с целью обнаружения признаков износа или повреждения (включая гибкий шнур) и самостоятельно принять решение по его дальнейшему использованию. Пользование бытовым гибким электрообогревателем с признаками износа или повреждения может причинить вред Вашему здоровью и имуществу.

**Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.**