

Термометр медицинский цифровой AMDT11

Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством перед началом использования цифрового термометра. Термометр медицинский цифровой AMDT11 предназначен для измерения температуры тела человека. Область применения - лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование для самоконтроля.

Он отличается от классического стеклянного ртутного термометра: обладает высоким быстродействием и точностью, сохраняет в памяти результат предыдущего измерения, подает звуковой сигнал при включении, повышенной температуре и окончании измерения; не содержит ртути.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1314 от 20.12.2022.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений О.С.С.39.004.А №76455 регистрационный номер в реестре средств измерений №77475-20.

Описание термометра

Тип прибора: термометр медицинский максимальный
 Тип корпуса: атравматический
 Память: результат последнего измерения
 Индикация результатов: цифровой жидкокристаллический дисплей с увеличенными символами с шагом измерения температуры 0,1°C
 Способы / время измерения: орально (температура во рту) / до 2 мин.
 ректально (в анальном отверстии) / до 2 мин.
 аксиллярно (в подмышечной впадине) / до 5 мин.
 Звуковая сигнализация: при включении термометра
 по окончании измерения
 при температуре выше +37,8°C
 Самодиагностика: при включении термометра
 индикация ошибки при температуре ниже +32,0°C
 индикация ошибки при температуре выше +42,9°C
 частый звуковой сигнал при температуре выше +37,8°C
 индикация разрядки источника питания
 автоматическое отключение термометра через 11 минут после окончания измерения

Технические характеристики

Диапазон измерения температуры, °C от +32,0 до +42,9
 Погрешность измерения температуры, °C ±0,1
 Индикация ЖК дисплей; цена младшего разряда 0,1°C
 Число разрядов индикатора 3
 Внутренний источник питания элемент питания 1,5 В (LR41 или аналоги)
 Потребляемый ток, мА, не более 0,15
 Срок службы источника питания, ч 200
 Размеры (ДхШхВ), мм, не более 140 X 23 X 14
 Масса, г, не более 13
 Длительность звукового сигнала ~ 1 секунда после включения
 ~ 10 секунд после окончания измерения
 ~ 10 секунд при температуре выше +37,8°C
 один результат измерения
 Емкость памяти
 Степень защиты от поражения электрическим током изделие с внутренним источником питания, рабочая часть типа ВФ водонепроницаемый
 Степень защиты от внешних воздействий ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
 Соответствие нормативным документам ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
 Версия ПО Z от 23.11.2016 DigtthermPQ
 Условия эксплуатации: температура, °C от +10 до +40; относительная влажность, %, от 15 до 93
 Температура хранения и транспортирования °C от -20 до +50; относительная влажность, %, от 15 до 93
 Срок службы, лет 5

При соблюдении пользователем правил эксплуатации срок службы может быть значительно больше указанного.
 Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию термометра по истечении указанного срока службы обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Комплектность термометр - 1 шт.; футляр - 1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 шт.; элемент питания - 1 шт.; потребительская тара - 1 шт.



—188.8°C
 —36.6°C
 —37°C —L°C

до 2 мин

до 2 мин

до 5 мин

36.6°C



T° max

Digital



188.8°C

Lo°C

Hi°C



IP27

Процедура измерения температуры

1. Перед использованием термометра продезинфицируйте его салфеткой со спиртосодержащей жидкостью.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После звукового сигнала на дисплее последовательно отобразятся: 188.8°C → результат предыдущего измерения → 37°C → Lo°C (при температуре в помещении выше +32°C символ Lo°C может не появиться). Мигающая часть °C символа Lo°C означает начало измерения температуры. Приступайте к измерению согласно выбранного способа.
3. Способы измерения температуры.

Оральное измерение. Быстрое измерение температуры у взрослых. - до 2 минут
 - Удобно разместите наконечник термометра во рту, плотно прижав его языком.

Ректальное измерение. Рекомендуется для измерения температуры у маленьких детей. - до 2 минут
 Дает наиболее точные результаты измерения температуры.

- Осторожно введите наконечник термометра на несколько миллиметров в анальное отверстие.

При ощущении сопротивления немедленно прекратите процедуру.

Аксиллярное измерение. Наименее точный способ измерения температуры. - до 5 минут
 - Разместите наконечник термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой.

При подаче звукового сигнала не прерывайте измерение, продолжайте его еще 4 минуты.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ ЭТОМ СПОСОБЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ОКОНЧАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4. После завершения измерения подается звуковой сигнал, прекращается мигание символа °C, и на дисплее отображается результат измерения температуры. Результаты измерения, полученные вышеперечисленными способами, будут отличаться на 0,1±0,5°C, так как температура в различных точках тела не одинакова.
5. Термометр после окончания измерения отключится автоматически. Для увеличения срока службы источника питания выключите термометр, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
6. Термометр нестерилизован и стерилизации не подлежит. После использования термометра протрите его салфеткой со спиртосодержащей жидкостью и поместите в футляр.

Меры предосторожности

1. Берегите термометр от ударов, падений, и без необходимости не вскрывайте его.
2. Не погружайте корпус термометра полностью в жидкость.
3. Не допускайте контакта термометра с горячей водой.
4. Не используйте растворители или абразивные вещества для чистки термометра.
5. Избегайте попадания на термометр прямых солнечных лучей.
6. Не пользуйтесь термометром вблизи сильных источников электромагнитного излучения – мониторов, телевизоров, мобильных телефонов, СВЧ печей. Это может привести к получению неточных результатов измерения.

Замена источника питания

1. Замените источник питания при появлении индикации разрядки источника питания, мерцании или самопроизвольном выключении дисплея.
2. Снимите крышку корпуса термометра, твердым предметом удалите разряженный источник питания.
3. Установите новый источник питания в соответствии с маркировкой, затем установите крышку корпуса на место.

Утилизация: источник питания утилизируют в соответствии с действующим законодательством, корпус утилизируют с пластмассовыми отходами.

Производитель: «Амрус Энтерпрайзис, Лтд.» США / Amrus Enterprises, Ltd.

720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863, USA.

Место производства: Joytech Healthcare Co., Ltd.,

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100, Zhejiang, China/Китай.

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ЗАО фирма «Москва-Амрос»

Россия, 115054, Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, 1 эт.

Сведения о поверке: Термометр поверен по документу на поверку, указанному в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений, и на основании первичной поверки признан годным к эксплуатации. Электронная копия свидетельства о поверке доступна на сайте www.mos-amros.ru в разделе "Сервис/Свидетельства о поверке" по наименованию, модели и серийному номеру термометра. Термометр, предназначенный для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит периодической поверке с интервалом 2 года. В иных случаях термометр может подвергаться поверке в добровольном порядке.

Дата производства

Срок гарантии 1 год

Дата продажи

Печать продавца

Сохраняйте документы, подтверждающие дату продажи. Гарантия не распространяется на термометры, вышедшие из строя по вине пользователя, на футляр, потребительскую тару и на элементы питания.

Адреса сервисных центров указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу:

Россия, 109028, Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5. ЗАО фирма «Москва-Амрос».

Адреса для получения дополнительной информации: www.mos-amros.ru info@mos-amros.ru 8 800 250 01 06