

GÉZATONE





РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

AMG 335

ВИБРОМАССАЖ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА AMG335 GEZATONE С ДВУМЯ МНОГОГРАННЫМИ НАСАДКАМИ, ВРАЩАЮЩИМИСЯ НА 360°, ПРОРАБАТЫВАЕТ КАЖДУЮ МОРЩИНКУ, РАССЛАБЛЯЕТ МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ И ЛИКВИДИРУЕТ ОТЕЧНОСТЬ. УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИКИ, УКРЕПЛЯЕТ КОНТУРЫ ЛИЦА И ШЕИ, КОРРЕКТИРУЕТ ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК. ПРИБОР ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОГО ДНЯ, ЧТОБЫ УТРОМ ОТДОХНУВШАЯ КОЖА НАПОЛНИЛАСЬ ЖИЗНЕННЫМИ СИЛАМИ.



МОРЩИНЫ, КОЖНЫЕ ЗАЛОМЫ И СКЛАДКИ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕЧЕТКИЙ КОНТУР ЛИЦА



ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК



УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ ШЕИ

ФУНКЦИИ

СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ **ВИБРАЦИИ** И **ТРЕХМЕРНОГО РОЛИКОВОГО МАССАЖА** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОРАБАТЫВАТЬ КОЖУ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ РОЛИКИ, ИМЕЮЩИЕ 350 ГРАНЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА КОЖУ И ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА.

AMG335 УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОМОГАЯ КРЕМУ ИЛИ СЫВОРОТКЕ ГЛУБОКО ВПИТАТЬСЯ, А ЭФФЕКТ ОТ МАСКИ, НАНЕСЕННОЙ ПОСЛЕ СЕАНСА МАССАЖА, ОКАЖЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ.



Артикул: 1301306



ВИБРОМАССАЖ



РОЛИКОВЫЙ 3D
ПЛАСТИЧЕСКИЙ
МАССАЖ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ

3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ



ПЛАСТИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
 ПРОРАБАТЫВАЕТ МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ,
 УСТРАНЯЯ СПАЗМ ОДНИХ МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР
 И ВОССТАНАВЛИВАЯ ТОНУС ДРУГИХ.

БЛАГОДАРЯ СНЯТИЮ СПАЗМА ЛИЦЕВОЙ
 МУСКУЛАТУРЫ И ТОНИЗАЦИИ КОЖИ, **AMG335**
 УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
 ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ,
 А ТАКЖЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФОРМУ ЛИЦА,
 БОРЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ «ВТОРОГО
 ПОДБОРОДКА», ФОРМИРУЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ
 И ЛИНИИ.

ЭФФЕКТЫ РОЛИКОВОГО МАССАЖА



ТОНИЗАЦИЯ И
 ПОВЫШЕНИЕ
 УПРУГОСТИ КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
 МОРЩИН



СТИМУЛЯЦИЯ
 КРОВООБРАЩЕНИЯ



ДРЕНАЖ
 ДЕТОКСИКАЦИЯ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
 ОВАЛА ЛИЦА



УЛУЧШЕНИЕ
 ЦВЕТА ЛИЦА



УКРЕПЛЕНИЕ
 МЫШЕЧНОГО
 КАРКАСА ЛИЦА



ПОДТЯЖКА КОЖИ
 ЛИЦА И ШЕИ

ВИБРОМАССАЖ

6000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ И ДЕТОКСИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УСКОРЯЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ. К

ОЖА ОЧИЩАЕТСЯ ОТ НАКОПЛЕННЫХ ТОКСИНОВ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЦВЕТЕ ЛИЦА И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ УСТАВШЕГО ВИДА.

ВИБРАЦИЯ РАССЛАБЛЯЕТ МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ, ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ И ВЫРАЖЕННОСТЬ КОЖНЫХ СКЛАДОК, МОРЩИН И СТАТИЧЕСКИХ ЗАЛОМОВ.

ЭФФЕКТЫ ВИБРОМАССАЖА



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



ТОНИЗАЦИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ



УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



АНТИСТРЕССОВОЕ И
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **AMG335** УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОМОГАЯ КРЕМУ ИЛИ СЫВОРОТКЕ ГЛУБОКО ВПИТАТЬСЯ, А ЭФФЕКТ ОТ МАСКИ, НАНЕСЕННОЙ ПОСЛЕ СЕАНСА МАССАЖА, ОКАЖЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА ЭФФЕКТИВНО, КАК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ, ТАК И ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАННЕГО УВЯДАНИЯ.
- МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ТАМ И ТОГДА, КОГДА ЭТО УДОБНО, БРАТЬ ПРИБОР С СОБОЙ НА ОТДЫХ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА ИЛИ НА ДАЧЕ. ЭТО ИЗЯЩНОЕ И КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ВСЕГДА С ВАМИ.
- УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ АА, ЕГО НЕ НУЖНО ЗАРЯЖАТЬ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА С ЛЕГКОСТЬЮ ОСВОЯТ ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИЕ, AMG335 УПРАВЛЯЕТСЯ ПОВОРОТОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУКОЯТИ.



КОМФОРТНО
ДЕРЖАТЬ В РУКЕ

Артикул: 1301306

2

2 МЕТОДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ




УПРАВЛЕНИЕ
ОДНОЙ
КНОПКОЙ



ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
ЛИФТИНГА



РАБОТАЕТ
ОТ
БАТАРЕЙКИ АА



ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




V – SHAPE ФОРМА

УГОЛ НАКЛОНА РОЛИКОВ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАН ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТАКТА МАССАЖЕРА С КОЖЕЙ.

МНОГОГРАННЫЕ РОЛИКИ МОДЕЛИРУЮТ ОВАЛ ЛИЦА, СОКРАЩАЯ ОБЪЕМ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА И УСТРАНЯЯ ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ В ЭТОЙ ЗОНЕ.

БРАЦЕНИЕ 360°

ТРЕХМЕРНЫЙ МАССАЖ ГЛУБОКО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА РАЗНЫЕ СЛОИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ЧТО, В СОЧЕТАНИИ С ВИБРАЦИЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА, УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ОВАЛА И ЛИНИИ ШЕИ.



ВИБРАЦИЯ 6000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

УБИРАЕТ ОТЕКИ, ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ, УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ЦВЕТ ЛИЦА. КОРРЕКТИРУЕТ МОРЩИНЫ, ПОМОГАЕТ ПРОНИКНУТЬ ГЛУБЖЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИМ СРЕДСТВАМ. КОСМЕТИКА СМОЖЕТ ПРОЯВИТЬ 100% СВОИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ.

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

МАССАЖНЫЕ
РОЛИКИ

РУКОЯТЬ ПРИБОРА /
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ



ВКЛЮЧЕНИЕ



55 мм

155 мм



РАБОТАЕТ ОТ 1 БАТАРЕЙКИ АА
(в комплект не входит)



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1301306

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ ЛИЦА.



5

НАНЕСИТЕ НЕТКАНУЮ ИЛИ
КРЕМООБРАЗНУЮ МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕДУР.

ТАКЖЕ, МАССАЖЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЖДОЕ УТРО И ВЕЧЕР ПО 3 МИНУТЫ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДНЕВНОГО ИЛИ НОЧНОГО КРЕМА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



МАССАЖЕР AMG335 УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОМОГАЯ КРЕМУ ИЛИ СЫВОРОТКЕ ГЛУБОКО ВПИТАТЬСЯ, А ЭФФЕКТ ОТ МАСКИ, НАНЕСЕННОЙ ПОСЛЕ СЕАНСА МАССАЖА, ОКАЖЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ УСИЛИВАЕТ ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА «LIPOLIFT»



4501816K – 150 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА БЕЗ МАСЛА АКВА 24



4515706K – 200 мл

СЫВОРОТКА С ПЕПТИДНЫМ
КОМПЛЕКСОМ «СИЯЮЩИЙ
ЦВЕТ»



4506020K – 30 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4506021K – 30 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА С
ЦЕНТЕЛЛОЙ И МУЦИНОМ



4506022K – 30 мл

РЕЗУЛЬТАТЫ*



СЕАНС 15 МИНУТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО МАССАЖА С ЭТИМ БЬЮТИ-ГАДЖЕТОМ СПОСОБЕН УЛУЧШИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД, СНЯТЬ ОТЕКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА. ОДНАКО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР КУРСОМ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС: МАССАЖ ПОМОГАЕТ СНЯТЬ СТРЕСС И ОКАЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО ДНЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК.



ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА



ЛИФТИНГ КОЖИ
ЛИЦА И ШЕИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ И
ДЕТОКСИКАЦИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- КУПЕРОЗ, ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ И ДРУГИЕ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, AMG 335 - 1

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	1 БАТАРЕЯ типа AA (в комплект не входит)
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	0,35 А
МОЩНОСТЬ	0,5W
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	6000 колебаний в минуту
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	155 x 55 мм
ВЕС	145 грамм




сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>