

Глюкометр Акку-Чек Перформа

Дополнительная информация

V0611

Вниманию пользователей!

В инструкции пользователя на странице 31 раздела 5 «Техобслуживание, поиск и устранение неисправностей» часть «Замена батарейки, шаг 2» допущена опечатка в предложении «Вставьте новую батарейку, соблюдая полярность: знаком плюс (+) вниз». **Правильное описание данного действия следующее:** «Вставьте новую батарейку, соблюдая полярность: знаком плюс (+) вверх».