

GÉZATONE

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР

BIO LIFT 4 ABDOMINAL m 10

УКРЕПЛЕНИЕ БРЮШНОГО ПРЕССА


УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОЯС ABDOMINAL M10 GEZATONE ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ПОДТЯНУТЫЙ ЖИВОТ И РЕЛЬЕФНЫЙ ПРЕСС. ПРИБОР ТРЕНИРУЕТ МЫШЦЫ ЖИВОТА, СПОСОБСТВУЕТ ИХ УКРЕПЛЕНИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ МОДЕЛИРОВАТЬ ФИГУРУ. ПОМИМО ЭТОГО, ПОЯС СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОК И УВЕЛИЧЕНИЮ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ.



• ОБВИСШИЙ ЖИВОТ
ДРЯБЛОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ТОНУСА
МЫШЦ И КОЖИ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ




• ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА
ТАЛИИ И БОКАХ
ИЗБЫТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ




• СЛАБЫЕ МЫШЦЫ БРЮШНОГО
ПРЕССА, НЕДОСТАТОЧНО
ВЫРАЖЕННЫЙ РЕЛЬЕФ




• ИЗБЫТОЧНЫЙ ЖИР В
ОБЛАСТИ ЖИВОТА




ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР




• ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ ВРЕМЕНИ НА ЗАНЯТИЯ, ПОЯС ОБЕСПЕЧИТ ТРЕНИРОВКИ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ.




• СПОРТСМЕНАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ТРЕНИРОВКАМИ




• ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-НОВИЧКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ




• ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РОДОВ



• ДЛЯ РАБОТНИКОВ «СИДЯЧИХ» ПРОФЕССИЙ И ДЕФИЦИТЕ ВРЕМЕНИ НА ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТЗАЛА




• ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ДИВАНЕ



МЕТОД МИОСТИМУЛЯЦИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ СЛАБЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. ПОЯС ПОСЫЛАЕТ ИМПУЛЬСЫ К НЕРВНЫМ ОКОНЧАНИЯМ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ СПОРТСМЕНАМИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.



- НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА К ЕСТЕСТВЕННОЙ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС МЫШЦ И ИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ.
- ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭМС АКТИВНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ТРЕБУЮТ БОЛЬШИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАБОТЫ МЫШЦ ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЕПОЗИТЫ ЖИРА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ БОКОВ, ЖИВОТА И ТАЛИИ.
- СОКРАЩАЮТСЯ ОБЪЕМЫ, ВЫВОДИТСЯ ЛИШНЯЯ ЖИДКОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ МЕТАБОЛИЗМ.
- НЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕГРУЗКИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭМС



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ И МЫШЦ




НАРАЩИВАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ




УСТРАНЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИГУРЫ



ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ


КОНСТРУКЦИЯ ПОЯСА В СОЧЕТАНИИ С ФОРМОЙ И ПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНУЮ **ОДНОВРЕМЕННУЮ НАГРУЗКУ НА МЫШЕЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРЕССА.** ЭЛЕКТРОДЫ В ЦЕНТРЕ И ПО БОКАМ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТКОЙ РАСПРЕДЕЛЯЮТ ИМПУЛЬСЫ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ.

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABDOMINAL M 10


ТРЕНИРУЕТ ВСЕ МЫШЦЫ ПРЕССА
ОДНОВРЕМЕННО

ЧТОБЫ ПРОРАБОТАТЬ **ВСЕ 4 МЫШЦЫ ПРЕССА**, РАЗРАБОТЧИКИ ПРОДУМАЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ, ПОДОБРАЛИ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЧАСТОТУ ИМПУЛЬСОВ.

ПРИ ЗАНЯТИЯХ С ПОЯСОМ МЫШЦЫ СОКРАЩАЮТСЯ И РАССЛАБЛЯЮТСЯ КАК ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ ПРЕССА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ.



Прямая мышца живота
 Поперечная мышца живота
 Внутренняя косая
 Внешняя косая



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301273

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** для мужчин и женщин
- GEZATONE ABDOMINAL M10 СТАНЕТ ТРЕНЕРОМ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, И ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
- РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОД НУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ, В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ УДЛИНИТЕЛЬ ПОЯСА
- ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ И НЕ МЕШАЕТ СВОБОДНО ДВИГАТЬСЯ, ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ, ФИТНЕСС ЦЕНТРЕ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ЗАНЯТИЯ ЗАНИМАЮТ 15 МИНУТ В ДЕНЬ
- **ЭЛЕКТРОДЫ** ВЫПОЛНЕНЫ **ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО МАТЕРИАЛА** НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ, НЕ НУЖНЫ АППАРАТНЫЕ ГЕЛИ, НЕ ПАЧКАЕТСЯ ОДЕЖДА.
- МАТЕРИАЛ ПОЯСА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГКО СТИРАЕТСЯ
- **ПУЛЬТ С ЧЕТКИМ ДИСПЛЕЕМ** ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕГУЛИРОВАТЬ ИХ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
- УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОМА, В ОФИСЕ, НА ПРОГУЛКЕ, НА ПРИРОДЕ, В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ, - **ВЕЗДЕ, ГДЕ УДОБНО.**



8
ПРОГРАММ



СЕАНС
15 МИНУТ




УДОБНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ
НА ТРЕНИРОВКУ
И В ПОЕЗДКУ




18 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ГЕЛЕВЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ





ВНЕШНИЙ ВИД ПОЯСА

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОМПАКТНОГО ПУЛЬТА.
ПОЯС ФИКСИРУЕТСЯ НА ТАЛИИ И ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ К ТЕЛУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЛЮБИМЫХ ДЕЛ.



Арт. 1301273






КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- РАСПОЛОЖИТЕ ГЕЛЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОЯСЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБХВАТА ВАШЕЙ ТАЛИИ.
- ПРИКРЕПИТЕ КОНТРОЛЛЕР
- ОБЕРНИТЕ ПОЯС ВОКРУГ ТЕЛА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ ПОЯСА
- ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ.
- ПОВЫШАЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОЦЕДУРЫ.
- ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 15 МИНУТ.

НЕДЕЛЯ	ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
1	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 2	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 2	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 4	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 4	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 4
2	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 4	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 4	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 8	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 8	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 8
3	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 10	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 10
4	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	ОТДЫХ	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 9	УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 10



РЕЗУЛЬТАТЫ*



Арт. 1301273


** достижение результатов возможно только после курсового использования пояса и зависит от индивидуальных особенностей.*



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМА ТАЛИИ И
ЖИВОТА



УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ
МЫШЦ БРЮШНОГО
ПРЕССА



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЁМОВ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ




СОКРАЩЕНИЕ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА И
БОКОВ



МЫШЦЫ ПРЕССА
СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
РЕЛЬЕФНЫМИ



УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ
ПОВЫШЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА.
КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОБЛЕМУ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

КРЕМ
"ПЛОСКИЙ ЖИВОТ"
для ЖЕНЩИН



4501815K - 200 мл

КОНЦЕНТРАТ
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
"ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ"



4501812K – 200 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"




4501818K – 200 мл

2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
"ГОРЯЧЕЕ ПОХУДЕНИЕ"



4513002K – 1 бинт




ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ПАТОЛОГИИ КРОВИ, СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ТУБЕРКУЛЕЗ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- МИОМА
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301273

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 3 В (2xAAA) 30 мА
- ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ: 15 мин
- ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА:
- ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ: 1 Гц – 1000 Гц
- ШИРИНА ИМПУЛЬСОВ: 20 мс – 400 мс
- РАЗМЕР ЭЛЕКТРОДОВ:
- КВАДРАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД: 100x100 мм
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД: 120x70 мм
- РАЗМЕР ПОЯСА: 1040x172 мм , РАЗМЕР УДЛИНИТЕЛЯ: 300x70 мм
- РАЗМЕР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ: 98x64x25 мм
- РАЗМЕР УПАКОВКИ: 280x180x86 мм
- ВЕС ПРИБОРА: 450 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР VIOLIFT4 ABDOMINAL m 10 – 1
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ – 1
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД – 1
- ГЕЛЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ – 3
- УДЛИНИТЕЛЬ ПОЯСА – 1
- ПРОБКА ДЛЯ РАЗЪЕМА – 1
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – 1
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GEZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>