

# GÉZATONE

## MASSAGE

— MAGIC

## AMG714



ПРЕССОМАССАЖ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ

## МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ




## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


ВОССТАНОВИТЬ ЛЕГКУЮ ПОХОДКУ, И ВЕРНУТЬ НОГАМ КОМФОРТ СПОСОБЕН ГРАМОТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ, СОЧЕТАЮЩИЙ ПРИЕМЫ ДРЕНАЖА И РЕЛАКСАЦИИ. С ТАКОЙ ЗАДАЧЕЙ ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ «MAGIC GRAPHITE» AMG714, СОЗДАННЫЙ БРЕНДОМ GEZATONE ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАБОТЫ О НОГАХ.



ПОВЫШЕННАЯ НАГРУЗКА НА НОГИ,  
УСТАЛОСТЬ В МЫШЦАХ НОГ ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ И РАБОТЕ СИДЯ  
ТЯЖЕСТЬ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ «БЕГОТНИ» ЗА ДЕНЬ



«ГИРИ НА НОГАХ» И ЧУВСТВО  
ЛОМОТЫ ПРИ ДОЛГОМ  
СТОЯНИИ.



НАГРУЗКА НА МЫШЕЧНЫЙ  
АППАРАТ И СВЯЗКИ ПРИ  
УСИЛЕННЫХ ТРЕНИРОВКАХ И  
СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ.



ОТЕЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ  
ДРЕНАЖА И ЦИРКУЛЯЦИИ,  
ЗАСТОЙ ЖИДКОСТИ



## ФУНКЦИИ

МАССАЖЕР ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ТЯЖЕСТЬ В ОБЛАСТИ СТОПЫ И ГОЛЕНИ, ВЫПОЛНЯЯ СЕАНСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИМУЛИРУЮЩЕГО, ЛИМФОДРЕНАЖНОГО И РЕЛАКСИРУЮЩЕГО МАССАЖА.

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ, ОТКЛЮЧАЯ ИЛИ ВКЛЮЧАЯ КНОПКОЙ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

AMG714 СПРАВЛЯЕТСЯ С ОЩУЩЕНИЕМ УСТАЛОСТИ БЛАГОДАРЯ СТИМУЛИРУЮЩЕМУ ВЛИЯНИЮ НА БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ТОЧКИ СТОПЫ.

МАССАЖ УСТРАНЯЕТ СТРЕСС, ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РАСТЯЖЕНИЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРОЙ ПРОТИВ ВАРИКОЗА.




Артикул 1301294

# 3

## РЕЖИМА ВОЗДЕЙСТВИЯ



РОЛИКОВЫЙ  
МАССАЖ



ПНЕВМО- КОМПРЕССИОННЫЙ  
МАССАЖ



ИК ПРОГРЕВ



МАССАЖ ШИАЦУ



### ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СЕАНС МАССАЖА СТОП В РАВНОЙ МЕРЕ ПОЛЕЗЕН, КАК ЖЕНЩИНАМ ТАК И МУЖЧИНАМ, ЧЬИ НОГИ УСТАЮТ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.



ДЛЯ ВСЕХ КТО  
ИСПЫТЫВАЕТ НАГРУЗКИ  
НА НОГИ И МНОГО ХОДИТ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СТОЯЧИХ»  
ПРОФЕССИЙ ИЗБАВЯТСЯ ОТ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ



ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕГУЛЯРНО  
НОСИТ ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ  
КАБЛУКЕ



Артикул 1301294



ДЛЯ ТЕХ, КТО В СТРЕССЕ И  
УСТАЛ



ДЛЯ ТЕХ КТО МАЛО ДВИГАЕТСЯ И  
ОЩУЩАЕТ УПАДОК СИЛ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬШИЕ  
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



## МАССАЖ СТОП

ТРИ МЕТОДИКИ: ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, МАССАЖ РОЛИКАМИ И ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО ПРОВОДЯТ ПОЛНЫЙ МАССАЖ СТОП, ИМИТИРУЯ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ТЕХНИК.



РЕЛАКСАЦИЯ СВОДА  
СТОПЫ



МАССАЖ ШИАЦУ



ПООЧЕРЕДНЫЕ  
СЖИМАНИЯ



ГЛУБОКАЯ  
СТИМУЛЯЦИЯ



РАЗМИНАНИЕ И  
ГЛУБОКАЯ  
РЕЛАКСАЦИЯ



ДРЕНАЖ И  
УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ



## ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ



МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТКАНИ, ЧЕРЕДУЯ ПЕРИОДЫ ДАВЛЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ.

СТИМУЛИРУЕТ КРОВОТОК И УСИЛИВАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ И ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МАССАЖЕРА. ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ ОКАЗЫВАЮТ МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ СТОПЫ.

Артикул 1301294

### ЭФФЕКТЫ МАССАЖА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И  
ОТЕЧНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ



## РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



МАССАЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ  
СТИМУЛИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО  
КРОВООБРАЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ, ЭТОТ МЕТОД  
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОРАБОТАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ-  
АКТИВНЫЕ ТОЧКИ И СТИМУЛИРОВАТЬ  
РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ.  
БЛАГОДАРЯ РОЛИКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ,  
МАССАЖЕР РАБОТАЕТ В ТЕХНИКЕ ШИАЦУ,  
ВЛИЯЯ НА ВСЕ ТЕЛО.

РОЛИКИ АККУРАТНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА  
ОБЛАСТЬ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ,  
СОХРАНЯЯ ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И  
ПОВЫШАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ.



Артикул 1301294

## ЭФФЕКТЫ МАССАЖА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И  
ОТЕЧНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПРОРАБОТКА  
БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ТОЧЕК СТОПЫ



## ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ



ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕПЛА МЫШЦЫ РАССЛАБЛЯЮТСЯ И ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАЮТ МАССАЖ, СЕАНСЫ ПРОХОДЯТ БЕЗБОЛЕЗНЕННО И КОМФОРТНО.

ТЕПЛО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СВЯЗОК, ПОДГОТАВЛИВАЯ МЫШЦЫ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

ОБЩЕ-РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕПЛА ПРОГОНЯЕТ ТРЕВОГИ И ВОЛНЕНИЯ, ПОМОГАЯ РАССЛАБИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА.

Артикул 1301294

ОКАЗЫВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ , УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ И  
ЛОМОТЫ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ И  
ДРЕНАЖА



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ





## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В ПРОГРАММУ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНЫ 3 РЕЖИМА, ПАРАМЕТРЫ КОТОРЫХ МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КАК И ВРЕМЯ СЕАНСА МАССАЖА.



Артикул 1301294

1

ПЕРВЫЙ РЕЖИМ



КОМБИНИРУЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, РАБОТАЮТ И РОЛИКИ И МАССАЖНАЯ ПЛАТФОРМА ПОД СТОПОЙ. ФУНКЦИЯ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕПЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЁ МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ.

2

ВТОРОЙ РЕЖИМ



КОМБИНИРУЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НО МЕНЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ И МАССАЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.

ГЛУБОКИМ ПРОГРЕВОМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ЖЕЛАНИИ.

3

ТРЕТИЙ РЕЖИМ



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРЕССОМАССАЖ, КОТОРЫЙ ГЛУБОКО РАССЛАБЛЯЕТ МЫШЦЫ СТОПЫ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ОТЕЧНОСТИ.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ, КАК МОЛОДЫМИ, ТАК И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
- **КОМФОРТНОЕ** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА, В ОФИСЕ
- ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА**, РЕГУЛИРУЯ ИНТЕРВАЛ 15 – 30 МИНУТ.
- ПРИБОР ИМЕЕТ **3 РЕЖИМА** И 3 ВАРИАНТА СИЛЫ ПРЕССО-МАССАЖА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ УРОВНЕМ КОМФОРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- **ПРОСТАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ** ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Артикул 1301294

- ЭТОТ ЛИЧНЫЙ МАССАЖИСТ ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ, К НЕМУ НЕ НУЖНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЕМ. КОГДА НОГИ УСТАНУТ, ОН ВЕРНЕТ ЛЕГКОСТЬ ВАШЕЙ ПОХОДКЕ.




ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ДЛЯ ЖЕНЩИН  
И МУЖЧИН



ТРИ ВИДА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СЕАНС МАССАЖА  
15 – 30 МИНУТ



3 МАССАЖНЫЕ  
ПРОГРАММЫ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТАЛОСТИ И ТЯЖЕСТИ В НОГАХ, СОЧЕТАНИЕ МАССАЖА С ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИМ ТЕПЛОМ ДЕЛАЕТ МАССАЖЕР ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.



### УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЖНО И С РАБОЧЕЙ ПАНЕЛИ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.



### ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ НОГИ

БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА ВСЕГДА КОМФОРТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ТЕПЛЫЕ НОГИ.

### ГИГИЕНИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ЧЕХЛЫ МАССАЖЕРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ЛЕГКО СНИМАЮТСЯ, ИХ МОЖНО СТИРАТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ.



### ТИХАЯ РАБОТА

MAGIC GRAPHITE НЕ ТРЕВОЖИТ СВОЕЙ РАБОТОЙ ОКРУЖАЮЩИХ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЫХА ПЕРЕД ЭКРАНОМ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА В ОФИСЕ.





### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ

КНОПКА ВЫБОРА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЦЕДУРЫ


КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ИК ПРОГРЕВА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
МАССАЖЕРА

Артикул 1301294



СНИЗУ  
УДОБНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
СЕТЕВОГО ШНУРА.



СЪЕМНЫЕ  
ЧЕХЛЫ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ДУБЛИРУЕТ КНОПКИ  
НА ПАНЕЛИ



### РЕЗУЛЬТАТЫ



ДАЖЕ ПОСЛЕ 15 МИНУТ МАССАЖА ЧУВСТВУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА СТОПЫ, НО И НА ВСЕ ТЕЛО. НОГИ ПЕРЕСТАЮТ ГУДЕТЬ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ. ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЧУВСТВУЕТСЯ ТЕПЛО, УХОДИТ ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ. МОЖНО ПОЙТИ КУДА УГОДНО, ОТЕКШИЕ СТОПЫ МОЖНО ЗАПИХНУТЬ В ЛЮБИМЫЕ ТУФЛИ, ВЕДЬ ОТЕКИ СОКРАТИЛИСЬ.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ТЯЖЕСТИ И  
ЛОМОТЫ В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА  
ВАРИКОЗА



УСТРАНЕНИЕ  
СКОВАННОСТИ  
В МЫШЦАХ



ЛЕГКОСТЬ  
В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННЫХ  
ОЩУЩЕНИЙ В  
МЫШЦАХ



УЛУЧШЕНИЕ  
ОБЩЕГО  
САМОЧУВСТВИЯ



ОБЩИЙ РЕЛАКС,  
УСТРАНЕНИЕ  
СТРЕССА

*\* Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.*



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЭПИЛЕПСИЯ, РЕВМАТИЗМ.
- ИМПЛАНТЫ, ШТИФТЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЧАСТИ НОГ И СТОПЫ.
- НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МАССАЖЕР ПРИ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ, ПОВРЕЖДЕНИЯХ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- ПОДАГРА
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- НАЛИЧИЕ СВЕЖИХ МОЗОЛЕЙ И ССАДИН, ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ: ВАРИКОЗ, ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ, ТРОМБОЗЫ, АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- БЕРЕМЕННОСТЬ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул 1301294

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	АС 220-240 В., 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:	не более 50 Вт
ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:	5 - 30 минут
ГАБАРИТЫ:	440 x 380 x 243 мм
ВЕС:	5 кг
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:	15-85°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:	от +10°C до +40°C при влажности от 0 до 65%

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног Gezatone «Massage Magic Graphite»  
 модель AMG714 – 1 шт.  
 Пульт управления - 1 шт.  
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ