

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте прибора есть все необходимое:

1. Прибор LD-N1
2. Насадка взрослая LD-SN01
3. Насадка детская LD-SN02
4. Трубка с держателем
5. Контейнер
6. Кабель USB для зарядного устройства
7. Руководство по эксплуатации
8. Гарантийный талон



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LD-N1
Ном. напряжение/ток	5V / 500mA
Давление воды: положение «●» положение «●●» положение «●●●»	минимальное среднее максимальное
Срок службы* - прибор - АБ - насадка	5 лет около 3 лет около 1000 циклов
Рекомендуемое время непрерывного использования	не более 5 минут
Время, необходимое для остывания прибора	не менее 10 минут
Емкость контейнера, не менее	900 мл.
Расход жидкости, примерно, мл/мин	100 - 500, в зависимости от положения переключателя MODE
Степень защиты корпуса	IPX7
Габаритные размеры прибора, мм	(154 ± 2) × (58 ± 2) × (51 ± 2)
Вес (без упаковки), г	470 ± 10

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Sengkang Central PO Box 960 Singapore 915411, Fax: 65-62342197
E-mail: info@littledoctor.sg
www.AQUARIN.info

© Зарегистрированный товарный знак.
© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023

P707/2305/2

AQUARIN®

ПРИБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

ПРОМЫВАНИЕ И ОРОШЕНИЕ НОСА

- БЕЗОПАСНОЕ
- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
- КОНТРОЛИРУЕМОЕ





www.AQUARIN.info

AQUARIN®

Прибор Акварин предназначен для безопасного, контролируемого и безболезненного промывания и орошения носа, с целью профилактики, и лечения воспалительных заболеваний полости носа у взрослых и детей. Рекомендуется для профилактики и лечения воспалительных заболеваний полости носа в домашних условиях, а также в условиях лечебно-профилактических учреждений с целью подготовки к операциям (удаление полипов, аденоидов коррекции дефектов и деформаций костно-хрящевой стенки и т.п.) и реабилитации после них.

Использование прибора для промывания помогает снять симптомы простуды или гриппа, избавиться от заложенности, увлажнить слизистую оболочку носа и улучшить дыхание. Особенно эффективен при наличии аллергических реакций на цветение растений или животных.

Промывание устьев околоносовых пазух и нософарингеальной полости благоприятно влияет на работу дыхательной системы в целом.



ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Для ознакомления и привыкания использования детьми, предназначена детская насадка. После привыкания ребенка к процедуре и освоения навыков работы с прибором, возможно использование взрослой насадки.



ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В комплекте удобный контейнер для приготовления раствора. Для промывания используется раствор обычной соли в кипяченой или дистиллированной воде.



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Выбирайте наиболее приемлемое для вас давление струи. 3 уровня давления и соответствующая световая индикация.



ЗАРЯДКА ОТ USB

Заряжать прибор можно от адаптера электросети с USB-разъемом. Гнездо для провода на приборе имеет высокую степень влагозащитности.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В стандартном контейнере удобно хранить и перевозить прибор со всеми принадлежностями.