



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:52 12.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 193807;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2025/24838 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02942938);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 11.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Тонометр электронный «Armed» в вариантах исполнения. в вариантах исполнения:

I. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE610D в составе:

1. Электронный блок – 1 шт.;
2. Манжета универсальная (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
3. Манжета универсальная (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
4. Манжета-360 (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
5. Манжета-360 (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
6. Элемент питания, тип AA – 4 шт.;
7. Сумка-чехол – 1 шт.;
8. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

II. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE630CR в составе:

1. Электронный блок (со встроенной манжетой) – 1 шт.;
2. Кабель питания USB – 1 шт.;
3. Сумка-чехол – 1 шт.;
4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

III. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE670CR в составе:

1. Электронный блок – 1 шт.;
2. Манжета универсальная (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
3. Манжета универсальная (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
4. Манжета-360 (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
5. Манжета-360 (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
6. Кабель питания USB – 1 шт.;
7. Сумка-чехол – 1 шт.;
8. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

IV. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE670N в составе:

1. Электронный блок – 1 шт.;
2. Манжета универсальная (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
3. Манжета универсальная (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
4. Манжета-360 (размер: 22-32) – 1 шт. (при необходимости);
5. Манжета-360 (размер: 22-45) – 1 шт. (при необходимости);
6. Элемент питания, тип AA – 4 шт.;
7. Сумка-чехол – 1 шт.;
8. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

V. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE8300N в составе:

1. Электронный блок (со встроенной манжетой) – 1 шт.;
2. Элемент питания, тип AAA – 2 шт.;
3. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

VI. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE8800AR в составе:

1. Электронный блок (со встроенной манжетой) – 1 шт.;
2. Кабель питания USB – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

VII. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE990 в составе:

1. Электронный блок (со встроенной манжетой) – 1 шт.;
2. Держатель руки – 1 шт.;
3. Шнур питания – 1 шт.;
4. Бумага для термопринтера – 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

VIII. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE993 в составе:

1. Электронный блок (со встроенной манжетой) – 1 шт.;
2. Держатель руки – 1 шт.;
3. Шнур питания – 1 шт.;
4. Руководство по эксплуатации – 1 экз.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРА";
7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630501, Новосибирская область, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, РП КРАСНООБСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, ЗД. 5, ПОМЕЩ. 1;
8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630501, Новосибирская область, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, РП КРАСНООБСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, ЗД. 5, ПОМЕЩ. 1;
9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.);
10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China (1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай);
11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China (1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай);
12. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.129;
13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;
14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначен для измерения максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления осциллометрическим методом и частоты пульса.;
15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 216630;
16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.), No. 1 Baisheng Road, Development Zone, DanYang City. 2. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.), Yunyang Industrial Park, DanYang City;
17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: VIII. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE993, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: VII. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE990, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: VI. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE8800AR, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: V. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE8300N, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: IV. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE670N, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: III. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE670CR, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: II. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE630CR, в составе:
216630	Тонометр электронный «Armed», в вариантах исполнения: I. Тонометр электронный «Armed», вариант исполнения YE610D, в составе:

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11



АРМЕА